

## 5. Rengöring och skötsel.

### 5.3.1 Underhållsföreskrifter

- Grundläggande rengöring enligt tillverkarens krav
  - Systemen får inte utsättas för direkt stråle från högtryckstvätt. Förbindningskablar måste förbli isatta under rengöring, detta för att förhindra inträngning av vatten.
  - Var särskilt uppmärksam på rör-i-rör-förbindningarna - för att säkerställa att det förhandsinfettade innerröret håller sig infettat får manöverdonet rengöras endast när kolvstången är helt inkörd.
- Ev. desinfektion enligt tillverkarföreskrift
- Skador på ram, påbyggnadsdelar och tillbehör (sprickor, brott, korrosion, böjda eller saknade delar)
- Stabilitet i förbindningarna (dra åt lösa skruvar, byt ut skruvar och ändkåpor som saknas)
- Funktion i justeringspunkter/inställningar (skruvar, aktiveringsspak)
- Funktion i andra justeringspunkter/inställningar (överkroppsstöd, nackstöd, alla dynor, benstöd med delade fotplattor, bord och styrningar i benområdet, tippning)
- Funktion hos gastryckfjädrarna (ev. efterjustering av bowdenvajrar)
- Ev. optisk kontroll av elkomponenterna inkl. kablage avs. skador
- Funktion hos säkerhetselementen (säkerhetsbult till tippning)
- Kontroll av Griptape och gummeringar avs. slitage och halkskyddseffekt
- Funktion hos bromsarna (centralbromsar)
- Hjulens funktion (rotation, lätt gång)
- Kontroll av fästen avs. skador (klämanordningar, lås, sömmar)
- Kontroll av dynor och överdrag avs. skador
- Läsbarhet för typskylten
- Avslutande fullständig funktionskontroll för hjälpmedlet
- Kontroll av att alla påbyggnadsdelar och tillbehör sitter korrekt fast
- Elkomponenter:
  - Kontrollera fästpunkter, ledare, hus och kontakt
  - Kontrollera anslutningar, kablar, hus och kontakt samt korrekt funktionssätt
  - Vid manöverdon/lyftpelare måste fästpunkter, ledare, kolvstång, hus och kontakt samt korrekt funktionssätt kontrolleras
  - Fullständig uppladdning av batteriet
  - Styrenheten är tätad och underhållsfri

## 5. Rengöring och skötsel.

### 5.3.2 Underhållsplan

Tillverkarens underhållsföreskrifter (se **punkt 5.3.1**) har utförts:

Datum	Företag	Namn	Underskrift



**Konstaterade brister eller skador måste åtgärdas av återförsäljaren eller tillverkaren före nästa användning.**

### 5.4 Reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar från företaget Schuchmann; i annat fall äventyras användarens säkerhet, och garantin bortfaller.

Vid en reservdelsbeställning ber vi dig uppge produktens serienummer när du kontaktar levererande återförsäljare (se **punkt 8.5**). Erforderliga reservdelar och tillbehör får monteras endast av utbildad personal.

För ytterligare underhåll och service se produktens bruksanvisning.