



medemagruppen



medemagruppen
Dynamic Pacer

GMFCS
Levels III-Vkg
max. 113

61-124 cm



Jag är ditt dynamiska gånghjälpmedel.

Jag tar dig snabbt till ditt mål och rör mig alltid med dig. Min multipositionssadel hjälper dig att komma i rörelse effektivt och stödjer en del av din kroppsvikt. Detta innebär att din bäckenposition kan finjusteras i fem olika riktningar. Du kan skjuta mig framför dig eller dra mig bakom dig - oavsett kommer du alltid att hållas upprätt på grund av min stora stödyta. Min valfria dynamiska övre ram stödjer dig genom att absorbera och flytta kroppens vikt, vilket behövs för ett ergonomiskt gångmönster. Bra att veta: alla ändringar och justeringar kan göras på mig utan verktyg.





Du kommer att älska min multipositionssadel (MPS):

Genom att använda den kan din bäckenposition justeras så snabbt och fint i olika riktningar så att den upprättstående positionen, både benlängden och stöd av kroppsvikt kan anpassas efter dina behov. Genom att justera sadeldjupet korrekt kan till exempel ditt bäcken positioneras i ett optimalt läge i förhållande till överkroppen. Med hjälp av sadelvinkeln kan ditt bäcken vinklas framåt eller bakåt. Höftsystemet kan justeras i höjd och djup så att dina höfter får rätt stöd. Sadelhöjden kan användas för finjustering av bäckenpositionen så att du själv kan bestämma hur mycket av din kroppsvikt MPS ska absorbera. Det är fantastiskt, eller hur?

Som en innovation skulle jag vilja presentera mitt bålstöd. I kombination med de nya handtagen erbjuder jag dig helt nya möjligheter i positionering.



Dynamic pacer

Vadderade underarmstöd
stödjer och absorberar en del av kroppens vikt.

Dynamisk övre ram
stödjer ett riktigt gångmönster och tillåter en vertikal rörelse på 8 cm och en horisontell rörelse på 5 cm när du går.

MPS-sadeln kan snabbt anpassas till bäckenets position.

Centermodulen kan justeras i höjd tack vare gasfjädern och stödjer en upprätt ställning när du står.

Lätt och robust konstruktion
förmedlar säkerhet.

Riktningsspärr
hjälp dig att gå rakt fram.

Länkhjul
med släpbroms, backspärr, parkeringsbroms och riktningsspärr.

Distansmätaren
registrerar framsteg i din träning.



Modul system

Olika monteringsmöjligheter

Den övre ramen i storlek M+L kan tas av och placeras på valfritt underrede, standard-, kombi- eller gåbands-underredet.

Multifunktionellt överkroppsstöd

Beroende på hur mycket support du behöver kan detta justeras i djup, höjd och vinkel efter dina behov.



Färg ram
Stl Mini
Stl S



Grön

Färg ram
Stl M
Stl L



Blå



Röd

Färg ram
Stl XL





Grå



Tack vare centermodulen med gasfjäder kan jag snabbt anpassas i höjd, vilket är en stor fördel: Övergången från sittande till stående blir extremt enkel!

Teknisk data



| | | Stl Mini | Stl S | Stl M | Stl L | Stl XL | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | Armbågshöjd | 39 – 52 cm | 47 – 70 cm | 61 - 89 cm | 81 - 119 cm | 86 - 124 cm | |
| E | Bredd total | Underrede standard | 52 cm | 58 cm | 66 cm | 71 cm | 80 cm |
| | | Underrede kombi | - | - | 76 cm | 81 cm | - |
| | | Underrede gåband smal | - | 89 cm | 89 cm | 89 cm | - |
| | | Underrede gåband bred | - | 102 cm | 102 cm | 102 cm | - |
| Längd total | Underrede standard | 57 cm | 66 cm | 76 cm | 91 cm | 101 cm | |
| | Underrede kombi | - | - | 91 cm | 103 cm | - | |
| | Underrede gåband smal/bred | - | 104 cm | 104 cm | 104 cm | - | |
| Övre ramhöjd | Underrede standard/kombi | 32 cm | 41 – 53 cm | 55 - 69 cm | 72 - 98 cm | 79 - 104 cm | |
| | Underrede gåband smal/bred | - | 58 – 89 cm | 60 - 93 cm | 76 - 119 cm | - | |
| E | Underrede höjd (utan övre ram) | Underrede standard/kombi | - | 28 cm | 37 cm | 41 cm | 47 cm |
| | | Underrede gåband smal/bred | - | 53 cm | 53 cm | 53 cm | - |
| Vikt | Underrede standard | 4.6 kg | 5.2 kg | 6.8 kg | 7 kg | 10.2 kg | |
| | Underrede kombi | - | - | 8.4 kg | 8.7 kg | - | |
| | Underrede gåband smal | - | 12.5 kg | 12.5 kg | 12.5 kg | - | |
| | Underrede gåband bred | - | 12.7 kg | 12.7 kg | 12.7 kg | - | |
| | Övre ram standard | - | 2.7 kg | 3.4 kg | 4.4 kg | 4.9 kg | |
| | Övre ram dynamisk | - | 3.4 kg | 5.2 kg | 6.1 kg | 6.8 kg | |
| Dynamisk rörelse övre ram | Vertikal | - | 3.5 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | |
| | Horisontell | - | 4 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | |
| Maximal bredd underrede gåband | Underrede gåband smal | - | 74 cm | 74 cm | 74 cm | - | |
| | Underrede gåband bred | - | 86 cm | 86 cm | 86 cm | - | |
| Maximal höjd underrede gåband | Underrede gåband smal/bred | - | 28 cm | 28 cm | 28 cm | - | |
| Max. belastning | | 23 kg | 34 kg | 68 kg | 91 kg | 113 kg | |



Du hittar mer information om tillbehör i orderguiden på vår hemsida.





medemagruppen

Minicrosser AB - Bultgatan 28 - 442 40 Kungälv - Tel: 0303 24 52 00 - info@minicrosser.se - www.medema.com