



medemagruppen

Mini Crosser X

- för barn & ungdom



Vi kan tryggt stå bakom att Mini Crosser X är den scooter som bäst lämpar sig för barn och ungdomar.

Utifrån att individuellt kunna tillpassa scootern med säte i lämplig storlek, mindre gasreglage och förhöjd fotplatta kan vi erbjuda ett ergonomisk sittande som gör det möjligt för en användare med en kroppslängd från ca 100 cm att köra vår scooter.

I tillägg kan scootern utrustas med föräldrapotentiometer där förälder/ledsagare kan begränsa maxhastigheten. Som tillbehör finns ett fjärrstopp där scootern kan stoppas direkt via en fjärrkontroll. Scootern kan även utrustas med kurvsänkning, det vill säga att hastigheten reduceras när barnet svänger. Allt för en ökad kontroll och säkerhet.

Med vårt Ergo2 säte skräddarsytt för barn och ungdom i kombination med justerbart styre uppnår man bra sittställning.

- Kan fås både som 3- eller 4-hjulning
- Passar barn/ungdomar och kortvuxna
- Fotplattor i olika höjder för anpassad sitthöjd.
- Gasgrepp anpassat för mindre händer
- Säte med sittbredd från 35 cm.

medemagruppen
Mini Crosser X barn & ungdom



Teknisk data	X1	X2
Transporthöjd utan säte. (Nedfälld styrstång)	69 cm	70 cm
Total längd	134 cm	140 cm
Total bredd	66 cm	66 cm
Vikt inkl. batterier, utan säte.	133 kg	133 kg
Totalvikt inkl. batterier och Ergo2 säte, 45 cm.	158,5 kg	158,5 kg
Maxhastighet	15 km/t	15 km/t
Vändradie	132,5 cm	132,5 cm
Hindertagning	11 cm	11 cm
Max användarvikt, standard	175 kg	175 kg
Max körsträcka med 56 Ah batterier	Upp till 35 km	Upp till 35 km
Max körsträcka med 85 Ah batterier	Upp till 45 km	Upp till 45 km
Standardfärg	Orange metallic	Orange metallic



Ver. 2024-04-15



ERGO2 Sittbredd 35 cm

Vårt Ergo2 säte, skräddarsytt för barn och ungdom. I kombination med justerbart styre uppnår man bra sittställning.



Mini Crossern som växer med dig

När behovet ändras kan du uppgradera din Mini Crosser så den följer med i utvecklingen. Oavsett om det är sätet, fotplattan, gashandtaget eller liknande kan din Mini Crosser X växa med dig.



Mindre gasgrepp och styre

För barn kan det vara svårt att hantera det vanliga gasreglaget. Genom att montera ett Junior gashandtag blir greppet mindre och anpassat efter sin användare. Kortare styrhandtag underlättar för barn.