

Beställning Offert

Referens	Användare
Telefon / E-mail	Leveransadress
Datum	Beställningsnummer

Minicrosser AB - Bultgatan 16 - 442 40 Kungälv - 0303-24 52 00 - order@minicrosser.se - www.medema.com**Ingår i standard konfiguration (std)**

2408-1505 Benstöd center man, del fotplattor	1523-1111 Batterier 60AH Haze gel
2405-1272 Joystick CJSM1 färg	1523-1141 Laddare Victron 8A
2406-1042 Parallellbeslag för joystick	Sitshöjd 39 cm
2407-1460 Sittdyna std SB 28 cm	Sitslyft 30 cm
2407-1463 Ryggdyna std SB 28 cm	Rygg manuell, justerbar 50°
2407-1466 Armstöd i skinn B7 cm L21 cm hö	Sitstilt elektrisk 50°
2407-1467 Armstöd i skinn B7 cm L21cm vä	Belysning
2013-1513 Fäste huvudstöd Stealth barn fast	Transportfästen
2013-1470 Huvudstödsdyna Stealth	

Brukarens mått:

Vikt:	
Sittbredd: 28 cm 33 cm 38 cm	
Sittbredd: Mäts i rak linje över den bredaste delen av höften	
Rygghöjd: Mäts från sittdynans övre kant till överkant skuldra	
Armstödshöjd: Mäts från sittdynans övre kant till armbåge	
Sittdjup: Mäts från knävecket till bakersta punkten på stuss	
Underarmslängd: Mäts från armbågens spets till handleden	
Underbenslängd: Mäts från fotsula till knäveck	

Max brukarvikt: 80 kg

Max hastighet: 10 km/h

Elrullstol MC1144 FWD barn**MC1144 Spinalus-3 FWD barn**

2400-1301

Tippskydd (std)

(Det är tillåtet att ta bort tippskydden under följande förutsättningar)

- Max. hastighet 6 km/h
- Max brukarvikt 80 kg
- Max lutning 6°



Utan tippskydd

Elrullstol MC1124 MWD barn**MC1124 Spinalus-3 MWD barn**

2400-1303

Joystick**Joystick CJSM1 färg/Parallellbeslag (std)**

Placering Joystick

2405-1272 Joystick CJSM1 färg (std)**2406-1042 höger sida (std)**

Vänster sida

Rygg

Sittdynor / Inkontinensöverdrag

<p>Sittdyna std Standarddyna uppbyggd i flera lager för god ventilation, komfort och minskad risk för trycksador.</p> 	<p>Inkontinensöverdrag dyna std</p> 	<p>Sittdyna sidofix inkl. Outlast Sittdyna med extra sidostöd vid behov av ökad stabilitet.</p> 	<p>Inkontinensöverdrag dyna sidofix</p> 
<p>2407-1460 SB 28 cm (std) 2407-1461 SB 33 cm 2407-1462 SB 38 cm</p>	<p>2421-1227 SB 28 cm 2421-1228 SB 33 cm 2421-1229 SB 38 cm</p>	<p>2407-1510 SB 28 cm 2407-1511 SB 33 cm 2407-1512 SB 38 cm</p>	<p>2421-1230 SB 28 cm 2421-1231 SB 33 cm 2421-1232 SB 38 cm</p>
<p>2421-1226 Sittdyna Spinalus-3 efter mått: Kontakta oss</p>			

Sitsförlängning

<p>Sitsförlängning justerbar (4-8 cm)</p> 
<p>2407-1592 SB 28 cm 2407-1593 SB 33 cm 2407-1594 SB 38 cm</p>

Ryggdyna std Standarddyna uppbyggd i flera lager för god ventilation, komfort och minskad risk för trycksador.

<p>Ryggdyna std</p> 	<p>Ryggdyna std hög</p> 	<p>Ryggdyna efter mått</p> 	<p>Ryggförlängare kit barn, för hög rygg (+7/+10cm)</p> 
<p>2407-1463 SB28 cm RH37-42 cm (std) 2407-1464 SB33 cm RH37-42 cm 2407-1465 SB38 cm RH40-45 cm</p>	<p>2407-1513 SB 28 cm RH40-45 cm hög 2407-1514 SB 33 cm RH40-45 cm hög 2407-1515 SB 38 cm RH47-52 cm hög</p>	<p>2421-1522 Ryggdyna efter mått 2421-1245 Ryggklädsel efter mått (kontakta oss)</p>	<p>2406-1800 (ryggförlängare krävs vid hög rygg SB 38 cm)</p>

Ryggdyna sidofix Ryggdyna med extra sidostöd vid behov av ökad stabilitet.

<p>Ryggdyna sidofix inkl. Outlast</p> 	<p>Ryggdyna sidofix inkl. Outlast hög</p> 
<p>2407-1516 SB28 cm RH37-42 cm 2407-1517 SB33 cm RH37-42 cm 2407-1518 SB38 cm RH40-45 cm</p>	<p>2407-1519 SB28 cm RH40-45 cm hög 2407-1520 SB33 cm RH40-45 cm hög 2407-1521 SB38 cm RH47-52 cm hög</p>

Ryggjustering man/el

<p>Ryggjustering manuell (std)</p> 
<p>2407-1540 Man ryggjustering (std) 2405-1747 El ryggjustering barn</p>





Armstöd med dyna

<p>Alternativa armstödsdynor</p>		<p>Armstödsdyna efter mått (ange sida och mått)</p> <p>Bredd: _____</p> <p>Längd: _____</p> <p>Höger Vänster</p> <p>(Mät från bredaste delen och skriv hur många cm till du önskar)</p>
<p>2407-1466 B 7 cm L 21 cm hö std) 2407-1467 B 7 cm L 21 cm vä (std)</p> <p>2407-1468 B 7 cm L 26 cm hö 2407-1469 B 7 cm L 26 cm vä 2407-1470 B 7 cm L 30 cm hö 2407-1471 B 7 cm L 30 cm vä 2407-1472 B 7 cm L 35 cm hö 2407-1473 B 7 cm L 35 cm vä</p>	<p>2407-1474 B 7 cm L 40 cm hö 2407-1475 B 7 cm L 40 cm vä 2407-1565 B 7 cm L 45 cm hö 2407-1566 B 7 cm L 45 cm vä</p> <p>2407-1476 B 10 cm L 35 cm hö 2407-1477 B 10 cm L 35 cm vä</p>	<p>2407-1359 dyna efter mått (kontakta oss vid beställning)</p>

Armstöd alternativ

<p>Armbågsstöd Stealth inkl.fäste</p> 	<p>Armstödskant</p> 
<p>2013-1507 7,5x7,5 cm platt hö 2013-1508 7,5x7,5 cm platt vä 2013-1509 10x10 cm platt hö 2013-1510 10x10 cm platt vä 2013-1511 7,5x25 cm u-form hö 2013-1512 7,5x25 cm u-form hö</p>	<p>2413-1221 Armstödskant 10x10 cm 2413-1202 Armstödskant 10x20 cm 2413-1222 Armstödskant 10x30 cm</p> <p>Placering: Hö Vä</p>

Benstöd / Fotstöd

<p>Benstöd center manuell kort, delade fotplattor (std)</p> 	<p>Benstöd center manuell lång delade fotplattor</p> 	<p>Benstöd center elektriskt lång delade fotplattor</p> 	<p>Benstöd vinkelreglerbara delade med vadstöd</p> 
<p>2408-1505 kort (std)</p> <p>(fungerar på alla sittbredder)</p>	<p>2408-1683 lång</p> <p>(Sittbredd 33/38 cm)</p>	<p>2408-1477 el lång</p> <p>(Sittbredd 33/38 cm)</p>	<p>2408-1530 el hö 2408-1531 el vä 2408-1532 man hö 2408-1533 man vä</p>

<p>Vadstöd center benstöd komplett hö-vä (ej kort benstöd)</p>  <p>Liten B: 11,8 cm H: 14,6 cm</p> <p>Stor B: 14,7 cm H: 16,1 cm</p>	<p>Fotplatta stor center benstöd</p>  <p>Längd : 27 cm Bredd: 14,5 cm</p>	<p>Fotplatta liten center benstöd (std)</p>  <p>Längd: 24 cm Bredd: 14 cm</p>
<p>2408-1626 liten par 2408-1627 stor par</p> <p>2406-1767 polstring liten par 2406-1766 polstring stor par</p>	<p>2408-1544 vä 2408-1545 hö</p>	<p>2408-1542 vä (std) 2408-1543 hö (std)</p>

<p>Hel fotplatta, beslag för sammankoppling</p> 	<p>Hel fotplatta, llägg och beslag för sammankoppling, (6cm)</p> 	<p>Amputationsbenstöd</p> 	<p>Transportfäste ögla monterad i c-skena (används om man inte har benstöd)</p> 
2408-1535	2408-1659 llägg fotplatta stor 2408-1670 llägg fotplatta liten	2406-1533 hö vä	2406-1736




Huvudstöd

<p>Fäste huvudstöd Stealth barn fast unilink (std) (låg rygghöjd)</p> 	<p>Fäste huvudstöd Stealth barn avtagbart unilink</p> 	<p>Huvudstödsdyna coolcore unilink (std)</p> 	<p>Huvudstödsdyna justerbara vingar coolcore unilink</p> 
2013-1513 fast (std)	2013-1463 avtagbart	2013-1470 B 15 cm (std) 2013-1471 B 25 cm 2013-1472 B 35 cm	2413-1473 B 39 cm 2413-1474 B 49 cm

Bålstöd / Lårstöd / Armbågsstöd







<p>Bålstöd Stealth utsvängbart unilink inkl.fäste & skena</p> 	<p>Lårstöd Stealth fällbart unilink inkl.fäste</p> 	<p>Lårstöd Stealth avtagbart unilink inkl.fäste</p> 
2013-1514 7x12 cm hö 2013-1515 7x12 cm vä 2013-1491 10x15 cm hö 2013-1492 10x15 cm vä 2013-1493 13x18 cm hö 2013-1494 13x18 cm vä	2013-1495 10x10 cm hö 2013-1496 10x10 cm vä 2013-1497 10x20 cm hö 2013-1498 10x20 cm vä 2013-1499 10x30 cm hö 2013-1500 10x30 cm vä	2013-1501 10x10 cm hö 2013-1502 10x10 cm vä 2013-1503 10x20 cm hö 2013-1504 10x20 cm vä 2013-1505 10x30 cm hö 2013-1506 10x30 cm vä

Abduktionskloss / Extra leder / C-skena kit






<p>Abduktionskloss</p> 	<p>Mått i cm</p> 	<p>Extra leder Stealth unilink (passar unilink)</p> 
2406-1688 liten 2406-1689 stor	Liten, A: 7,62 B: 10,16 C: 7,62 D: 5,08 Stor, A: 11,43 B: 12,70 C: 7,62 D: 5,08	2013-1518 extra 38 mm 2013-1519 extra 50 mm 2013-1520 extra 75 mm 2013-1521 flip-away 50 mm

Höftbälten




<p>Höftbälte Stealth 2-pkt med enkelt drag</p> 	<p>Höftbälte Stealth 2-pkt med dubbelt drag</p> 	<p>Mått höftbälte Stealth 2-pkt</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>XS</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>XL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>11 cm</td> <td>14 cm</td> <td>19 cm</td> <td>24 cm</td> <td>29 cm</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>4 cm</td> <td>4 cm</td> <td>6 cm</td> <td>7 cm</td> <td>7 cm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3 cm</td> <td>3 cm</td> <td>4 cm</td> <td>6 cm</td> <td>6 cm</td> </tr> </tbody> </table>		XS	S	M	L	XL	A	11 cm	14 cm	19 cm	24 cm	29 cm	B	4 cm	4 cm	6 cm	7 cm	7 cm	C	3 cm	3 cm	4 cm	6 cm	6 cm
	XS	S	M	L	XL																					
A	11 cm	14 cm	19 cm	24 cm	29 cm																					
B	4 cm	4 cm	6 cm	7 cm	7 cm																					
C	3 cm	3 cm	4 cm	6 cm	6 cm																					
<p>Tryckknapp 2012-1366 stl XS 2012-1367 stl S 2012-1409 stl M 2012-1410 stl L 2012-1411 stl XL</p>	<p>Fixspänne 2012-1327 stl M 2012-1331 stl L 2012-1332 stl X</p>	<p>Tryckknapp 2012-1412 stl XS 2012-1322 stl S 2012-1329 stl M 2012-1333 stl L 2012-1334 stl XL</p>	<p>Monteringsset höftbälte 2-pkt (krävs för Stealth höftbälten)</p>  <p>2012-1460</p>																							




<p>Höftbälte Stealth 4-pkt med enkelt drag</p> 	<p>Mått höftbälte Stealth 4-pkt</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 cm</td> <td>69 cm</td> <td>51 cm</td> <td>3 cm</td> <td>XS</td> </tr> <tr> <td>81 cm</td> <td>69 cm</td> <td>51 cm</td> <td>4 cm</td> <td>S / M / L</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	D		81 cm	69 cm	51 cm	3 cm	XS	81 cm	69 cm	51 cm	4 cm	S / M / L	<p>Säkerhetsskydd höftbälte tryckknapp</p>  <p>2012-1434 XS/S 2012-1435 M/L</p>	<p>Rullbälte</p> 
A	B	C	D															
81 cm	69 cm	51 cm	3 cm	XS														
81 cm	69 cm	51 cm	4 cm	S / M / L														
<p>Tryckknapp 2012-1391 stl XS 2012-1392 stl S 2412-1026 stl M 2012-1325 stl L</p>	<p>Monteringsset höftbälte 4-pkt (krävs för Stealth höftbälten)</p>  <p>2012-1461</p>	<p>Fäste höftbälte cam lock</p>  <p>2012-1436 XS/S 2012-1437 M/L 2012-1438 L/XL</p>	<p>2412-1020</p> <p>Val av placering rulle</p> <p>Vänster Höger</p>															





Bröstbälte & ankelfixering

<p>Bröstbälte Stealth dynamisk</p> 	<p>Mått bröstbälte</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>XS</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>36 cm</td> <td>41 cm</td> <td>46 cm</td> <td>53 cm</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>7 cm</td> <td>7 cm</td> <td>8 cm</td> <td>8 cm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>9 cm</td> <td>10 cm</td> <td>10 cm</td> <td>11 cm</td> </tr> </tbody> </table>		XS	S	M	L	A	36 cm	41 cm	46 cm	53 cm	B	7 cm	7 cm	8 cm	8 cm	C	9 cm	10 cm	10 cm	11 cm	<p>Ankelfixering Stealth med spänne, par</p>  <p>Omkrets ankel A XS: 22 cm S: 23 cm M: 25 cm L: 29 cm XL: 32 cm</p>
	XS	S	M	L																		
A	36 cm	41 cm	46 cm	53 cm																		
B	7 cm	7 cm	8 cm	8 cm																		
C	9 cm	10 cm	10 cm	11 cm																		
<p>2012-1360 stl XS 35 cm 2012-1361 stl S 40 cm 2412-1062 stl M 45 cm 2012-1320 stl L 50 cm</p>	<p>Monteringsset bröstbälte (krävs för Stealth bröstbälte)</p>  <p>2012-1462</p>	<p>2012-1455 stl XS 2012-1456 stl S 2012-1457 stl M 2012-1458 stl L 2012-1459 stl XL</p>	<p>Monteringsset (krävs)</p>  <p>2012-1664</p>																			





Väst & bröstsele





Fixeringsväst Stealth Dynamic 			Mått Fixeringsväst Stealth Dynamic <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS</td> <td>19 cm</td> <td>32 cm</td> <td>5 cm</td> <td>9 cm</td> <td>19 cm</td> <td>9 cm</td> <td>8 cm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>22 cm</td> <td>39 cm</td> <td>5 cm</td> <td>11 cm</td> <td>23 cm</td> <td>10 cm</td> <td>10 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24 cm</td> <td>48 cm</td> <td>5 cm</td> <td>14 cm</td> <td>28 cm</td> <td>13 cm</td> <td>13 cm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>27 cm</td> <td>57 cm</td> <td>5 cm</td> <td>17 cm</td> <td>33 cm</td> <td>15 cm</td> <td>15 cm</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>29 cm</td> <td>65 cm</td> <td>6 cm</td> <td>17 cm</td> <td>36 cm</td> <td>18 cm</td> <td>18 cm</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	D	E	F	G	XS	19 cm	32 cm	5 cm	9 cm	19 cm	9 cm	8 cm	S	22 cm	39 cm	5 cm	11 cm	23 cm	10 cm	10 cm	M	24 cm	48 cm	5 cm	14 cm	28 cm	13 cm	13 cm	L	27 cm	57 cm	5 cm	17 cm	33 cm	15 cm	15 cm	XL	29 cm	65 cm	6 cm	17 cm	36 cm	18 cm	18 cm
	A	B	C	D	E	F	G																																												
XS	19 cm	32 cm	5 cm	9 cm	19 cm	9 cm	8 cm																																												
S	22 cm	39 cm	5 cm	11 cm	23 cm	10 cm	10 cm																																												
M	24 cm	48 cm	5 cm	14 cm	28 cm	13 cm	13 cm																																												
L	27 cm	57 cm	5 cm	17 cm	33 cm	15 cm	15 cm																																												
XL	29 cm	65 cm	6 cm	17 cm	36 cm	18 cm	18 cm																																												
Dynamic 2012-1393 stl XS 2012-1364 stl S 2012-1337 stl M 2012-1339 stl L 2012-1441 stl XL	Dynamic med dragkedja 2012-1447 stl XS 2012-1448 stl S 2012-1449 stl M 2012-1450 stl L 2012-1451 stl XL	Monteringsset fixeringsväst (krävs för Stealth västar och selar) 2012-1463 Förhöjningsbeslag Stealth fixeringsväst 2012-1440																																																	

Fixeringsväst Stealth Dynamic Slank 			Mått Fixeringsväst Stealth Dynamic Slank <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS</td> <td>19 cm</td> <td>32 cm</td> <td>5 cm</td> <td>9 cm</td> <td>19 cm</td> <td>3 cm</td> <td>9 cm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>22 cm</td> <td>39 cm</td> <td>5 cm</td> <td>11 cm</td> <td>23 cm</td> <td>3 cm</td> <td>11 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24 cm</td> <td>48 cm</td> <td>5 cm</td> <td>14 cm</td> <td>28 cm</td> <td>3 cm</td> <td>13 cm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>27 cm</td> <td>57 cm</td> <td>5 cm</td> <td>17 cm</td> <td>33 cm</td> <td>3 cm</td> <td>15 cm</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>29 cm</td> <td>65 cm</td> <td>6 cm</td> <td>17 cm</td> <td>36 cm</td> <td>4 cm</td> <td>18 cm</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	D	E	F	G	XS	19 cm	32 cm	5 cm	9 cm	19 cm	3 cm	9 cm	S	22 cm	39 cm	5 cm	11 cm	23 cm	3 cm	11 cm	M	24 cm	48 cm	5 cm	14 cm	28 cm	3 cm	13 cm	L	27 cm	57 cm	5 cm	17 cm	33 cm	3 cm	15 cm	XL	29 cm	65 cm	6 cm	17 cm	36 cm	4 cm	18 cm
	A	B	C	D	E	F	G																																												
XS	19 cm	32 cm	5 cm	9 cm	19 cm	3 cm	9 cm																																												
S	22 cm	39 cm	5 cm	11 cm	23 cm	3 cm	11 cm																																												
M	24 cm	48 cm	5 cm	14 cm	28 cm	3 cm	13 cm																																												
L	27 cm	57 cm	5 cm	17 cm	33 cm	3 cm	15 cm																																												
XL	29 cm	65 cm	6 cm	17 cm	36 cm	4 cm	18 cm																																												
2012-1442 stl XS 2012-1443 stl S 2012-1444 stl M 2012-1445 stl L 2012-1446 stl XL		Monteringsset fixeringsväst (krävs för Stealth västar och selar) 2012-1463 Förhöjningsbeslag Stealth fixeringsväst 2012-1440																																																	





Bröstsele Stelth H-form 		Mått Bröstsele H-form <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS</td> <td>7 cm</td> <td>22 cm</td> <td>4 cm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>8 cm</td> <td>31 cm</td> <td>5 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>10 cm</td> <td>35 cm</td> <td>6 cm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>11 cm</td> <td>41 cm</td> <td>7 cm</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	XS	7 cm	22 cm	4 cm	S	8 cm	31 cm	5 cm	M	10 cm	35 cm	6 cm	L	11 cm	41 cm	7 cm	Bröstsele Stelth Y-form 		Mått Bröstsele Y-form <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>48 cm</td> <td>20 cm</td> <td>5 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>56 cm</td> <td>23 cm</td> <td>6 cm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>64 cm</td> <td>28 cm</td> <td>6 cm</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	S	48 cm	20 cm	5 cm	M	56 cm	23 cm	6 cm	L	64 cm	28 cm	6 cm
	A	B	C																																						
XS	7 cm	22 cm	4 cm																																						
S	8 cm	31 cm	5 cm																																						
M	10 cm	35 cm	6 cm																																						
L	11 cm	41 cm	7 cm																																						
	A	B	C																																						
S	48 cm	20 cm	5 cm																																						
M	56 cm	23 cm	6 cm																																						
L	64 cm	28 cm	6 cm																																						
2012-1465 stl XS 2012-1466 stl S 2012-1467 stl M 2012-1468 stl L	Monteringsset fixeringsväst (krävs för Stealth västar och selar) 2012-1463 Förhöjningsbeslag Stealth fixeringsväst 2012-1440		2012-1452 stl XS 2012-1453 stl S 2012-1454 stl M	Monteringsset fixeringsväst (krävs för Stealth västar och selar) 2012-1463 Förhöjningsbeslag Stealth fixeringsväst 2012-1440																																					

Tillbehör





<p>Kryckkäpphållare dubbel ryggmonterad</p> 	<p>Kryckkäpphållare dubbel monterad i c-skena</p> 	<p>Dropstativ monterat i c-skena</p> 	<p>Hållare för respirator</p> 
<p>2406-1531 Hö Vä</p>	<p>2406-1652 Hö Vä</p>	<p>2406-1200</p>	<p>2406-1787</p>


<p>Väska för armstöd</p> 	<p>Väskkrok delad för ryggmontering</p> 	<p>Väskkrok hel för ryggmontering</p> 	<p>Ryggsäck</p> 
<p>2406-1224 Hö Vä</p>	<p>2406-1548</p>	<p>1507-1177</p>	<p>2406-1504</p>





<p>Korg ryggmonterad max. belast 5 kg</p> 
<p>2406-1532</p>

<p>Kopphållare för armstöd</p> 	<p>Hållare surfplatta monterad i c-skena</p> 	<p>Hållare för mobiltelefon X-grip</p> 	<p>USB-laddare R-net Dual Isolated 3A</p> 
<p>2406-1732 Hö Vä</p>	<p>1507-1174 Hö Vä</p>	<p>2406-1734 Hö Vä</p>	<p>2406-1519</p>




<p>Bord utskuret för joystick höger inkl. fäste vänster monterat</p> 	<p>Bord utskuret för joystick vänster inkl. fäste höger monterat</p> 	<p>Bord utan utskärning, inkl. fäste vänster monterat</p> 
<p>2414-1048 SB 28/33 cm 2414-1027 SB 38/40 cm</p>	<p>2414-1049 SB 28/33 cm 2414-1028 SB 38/40 cm</p>	<p>2414-1058 SB 28/33 cm 2414-1029 SB 38/40 cm</p>

<p>Skyddshjul MC1124 set</p> 	<p>Viktklossar till bakbom MC1124 par, 9,8 kg</p> 	<p>Drivhjul komplett massivt</p> 	<p>Presenning MC1124/MC1144</p> 
2406-1506	2406-1620	2403-1243	2406-1731




<p>Adapterplatta rygg för montering av formgjuten sits</p> 	<p>Stora batterier MC1144 85 Ah Minicrosser X/Cab skr. M6 (ökar sitthöjd 2,5 cm på Lowrider) (Passar endast MC1144)</p>	<p>Batterikasse MC1144 kit till stora batterier 85Ah (krävs vid stora batterier) (ökar sitthöjd 2,5 cm på Lowrider) (Passar endast MC1144)</p>
2406-1789	1523-1111 60 Ah (std) 1523-1138 85 Ah	2402-1206

<p>Laddkontakt extern monterad c-skens sätte/rygg</p> 	<p>Nödstopps ryggmonterad R-net komplett</p> 	<p>Fjärrstopp MC1124/MC1144 med fjärrbetjäning</p> 	<p>Billås Dahl läsplatta kit</p> 
2406-1643	2406-1649	2406-1521	2417-1004 MC1124 2417-1005 MC1144

Ledsagarstyrning Mo-vis Intelligent

<p>Ledsagarstyrning Mo-Vis Intelligent R-net inkl. fäste</p> 	<p>Förhöjare Mo-Vis ledsagarstyrning komplett H+10 CM D + 10 CM</p> 	<p>Förhöjare fäste Mo-Vis ledsagarstyrning höjd & vinkel</p> 
2419-1026	2419-1078	2406-1654









Ledsagarstyrning enkel joystick på rygg

<p>Ledsagarstyrning R-net Joystick dual Spinalus-3 inkl. fäste</p> 	<p>Fäste för joystick dual Spinalus-3</p> 	<p>Handlovsstöd för joystick dual R-net</p> 
2419-1076 Hö Vä	2419-1057 Hö Vä	2419-1018

Alternativa Joystickgrepp

<p>Joystickgrepp PG och R-net (std)</p>  <p>2405-1632</p>	<p>Joystickgrepp PG gul stor skumboll</p>  <p>2405-1633</p>	<p>Joystickgrepp PG T-grepp bredd 80 mm</p>  <p>2405-1634</p>	<p>Joystickgrepp PG tjock pinns Höjd 80 mm Bredd 24 mm</p>  <p>2405-1635</p>
<p>Joystickgrepp PG svamp Höjd 45 mm Bredd 44 mm</p>  <p>2405-1636</p>	<p>Joystickgrepp PG kula hård</p>  <p>2405-1637 omkrets 32 mm 2405-1638 omkrets 38 mm</p>	<p>Joystickgrepp hakstyrning skålformad</p>  <p>2405-1639</p>	<p>Joystickgrepp PG läderboll stor MC</p>  <p>2405-1360</p>
<p>Joystickgrepp Mo-vis allround boll 6,35 mm</p>  <p>2405-1487</p>			





Alternativa Joysticks

<p>Joystick R-net CJSM-LED-L</p>  <p>2405-1437 Joystick</p>	<p>Joystick R-net CJSM2 Bluetooth</p>  <p>2405-1439 Joystick</p>	<p>Styrbox R-net Omni2 display</p>  <p>2405-1587 Omni2</p>	<p>Joystick Mo-Vis Allround</p>  <p>2405-1472 Omni 2405-1469 R-net</p>
<p>Joystick Mo-Vis Allround light</p>  <p>2405-1482 Omni 2405-1470 R-net</p>	<p>Joystick Mo-Vis micro</p>  <p>2405-1480 Omni 2405-1467 R-net</p>	<p>Joystick Mo-Vis multi</p>  <p>2405-1481 Omni 2405-1468 R-net</p>	<p>Joystick Mo-Vis Heavy duty</p>  <p>2405-1640 Omni 2405-1641 R-net</p>

Alternativa knappboxar och fästen

<p>Multibeslag Knappbox Spinalus-3 armstöd/joystick</p> 	<p>Beslag Knappbox Spinalus-3 armstöd/joystick</p> 	<p>Knappbox 5 funktioner</p> 	<p>Knappbox Mo-vis med vippbrytare</p> 
<p>2406-1740</p> <p>(Knappbox på andra sidan av joystick)</p>	<p>2406-1756</p> <p>(Joystick och knappbox på samma sida)</p>	<p>2405-1753 R-net CJSM1, m fäste 2405-1754 R-net CJSM2, m fäste 2405-1453 R-net CJSM1 2405-1454 R-net CJSM2</p>	<p>2405-1612 R-net CJSM1 2405-1614 R-net CJSM2</p>

Hakstyrning

<p>Hakstyrningsset Mo-Vis grepp och brytare till allround joystick</p> 	<p>Hakstyrning Mo-vis elektrisk swing-away arm</p> 	<p>Hakstyrning Mo-vis manuell swing-away arm</p> 	<p>Hakstyrning med väst (Används med allround-eller multi joystick)</p> 
<p>2405-1491</p>	<p>2405-1509 hö vä upp ned</p>	<p>2405-1516 hö vä upp ned</p>	<p>2405-1770 Väst 2405-1771 Adapter allround 2405-1772 Adapter Multi</p>

Mittstyrning

<p>Monteringsset Mo-Vis joystick till bord</p> 	<p>Mittstyrningsbeslag Stealth gatlin roterbar - L-arm</p> 	<p>Mittstyrningsbeslag Stealth fäste för armstöd höjdjusterbart</p> 	<p>Mittstyrning Stealth gatlin fäste joystick R-net</p> 
<p>2405-1488 Joystick allround 2405-1739 Joystick Heavy duty</p>	<p>2406-1722</p>	<p>2406-1723</p>	<p>2406-1724</p>

<p>Mittstyrning Stealth gatlin fäste joystick allround Mo-vis</p> 	<p>Mittstyrning Stealth gatlin fäste joystick multi Mo-vis</p> 	<p>Mittstyrning Stealth gatlin fäste joystick micro Mo-vis</p> 	<p>Mittstyrning Stealth gatlin fäste joystick/tillbehör universal</p> 
<p>2406-1725</p>	<p>2406-1726</p>	<p>2406-1727</p>	<p>2406-1728</p>

Fäste Omni display




<p>Fäste för Omni Display och Movis Joystick</p> 
<p>2406-1750 hö 2406-1749 vä</p>

Lateral sidostöd

<p>Lateral sidostöd till huvudstöd unilink (eggswitch finns under styralternativ)</p> 
<p>2021-1549 utsvängbart 2021-1109 11x5 cm böjbart 2021-1110 16x3,5 cm böjbart 2005-1136 fäste egg switch 2013-1349 arm Stealth lång</p>

Huvudstyrning

<p>munevo DRIVE - huvudstyrning med smarta glasögon</p> 
<p>(Se vår hemsida eller ta kontakt för mer information)</p>

<p>Kontakt Twister knapp Kabel 1500 mm</p> 	<p>Kontakt Twister knapp Kabel 3000 mm</p> 	<p>Kontakt Twister Satellite Kabel 300 mm</p> 	<p>Kabelförlängare Jack stik Stereo (vid flytt av knapp- box från std)</p>	<p>Buskabel R-net</p> <p>Buskabel fördelare 2405-1452 4 stück</p> <p>Buskabel 2405-1459 0,3 m 2405-1457 0,5 m 2405-1459 0,3 m 2405-1276 1,0 m</p>
<p>2405-1493 svart 2405-1494 röd 2405-1495 gul 2405-1740 blå</p>	<p>2405-1496 svart 2405-1497 röd 2405-1498 gul 2405-1724 blå</p>	<p>2405-1505 svart 2405-1506 röd 2405-1507 gul 2405-17444 blå</p>	<p>2405-1714 2 meter 2405-1759 1 meter</p>	<p>2405-1305 1,2 m 2405-1441 1,5 m 2405-1458 2,0 m 2405-1275 2,5 m</p>

Övriga kommentarer